



INFO PIACENZA : Via Cristoforo Colombo 35 (PC) Tel. 0523 593878

Email : roberto.balestra@araer.it

INFO PARMA: Via dei Mercati, 17 (PR) Tel. 0521 6807

Email : alessandro.raffaini@araer.it

INFO REGGIO EMILIA: Via Masaccio , 11 (RE) Tel. 0522 271232

Email: areatecnica@araer.it

INFO MODENA: Via Cadiane 179 - Saliceta San Giuliano (MO) Tel. 059 512072

Email: gianpaolo.pignatti@scaer.it

INFO FORLI CESENA, RIMINI, RAVENNA: Via Gramellini 10 (Forlì), Tel. 0543 774414

Email: sandro.perini@araer.it

INFO FERRARA, BOLOGNA: Via Hirsch, 19 (FE), Cel. 329 5934262

Email: alessandro.martinelli@araer.it



SEDE BOLOGNA: Viale Della Mercanzia 240-242-244 Blocco 1A Galleria B Centergross 40050 Funo di Argelato (BO) Tel 051/760600, Fax 051/760484

e-mail :segreteria@araer.it

WWW.ARAER.IT

ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Servizio Controllo Mungitura



**“SERVIZIO CONTROLLO MUNGITURA” (SCM)
PER IL CONTROLLO IN AZIENDA DELLE CARATTERISTICHE
FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI E DELLA ROUTINE DI MUNGITURA
FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRODU-
ZIONI E DELLO STATO DI SALUTE DEGLI ANIMALI IN MUNGITURA.**



CONTROLLO STATICO prove meccaniche effettuate sull'impianto in assenza di animali

PROVE FLUSSOMETRICHE

- Misurazione del vuoto di lavoro e delle cadute di vuoto
- Misurazione della portata d'aria della/e pompa/e
- Misurazione dei consumi e delle perdite dell'impianto e dei suoi componenti
- Misurazione della riserva utile dell'impianto

VERIFICA DEL SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL VUOTO

- Controllo del regolatore
- Controllo dell'inverter
- Sensibilità di regolazione

VERIFICA PULSATORI (anche con VaDia)

LAVAGGIO DEL VUOTO



VERIFICA STATO IGIENICO IMPIANTO

- Controllo stato di usura e pulizia guaine, parti in gomma e vuoto
- Controllo con endoscopio della pulizia interna alla tubazione
- Verifica pulizia del tank di stoccaggio latte
- Verifica dell'acqua di risciacquo del lavaggio




NUOVO SERVIZIO

CONTROLLO DINAMICO prove durante la mungitura

CONTROLLO DELLA ROUTINE DI MUNGITURA

Con il LACTOCORDER è possibile eseguire il controllo dei TEMPI DI PREPARAZIONE della mammella, verificare la BI-MODALITA', le procedure non corrette di TRAZIONE, di SOVRAMUNGITURA, nonché di adeguata taratura dello STACCO AUTOMATICO. E' anche possibile valutare l'andamento del LAVAGGIO dell'impianto di mungitura.



- Con VaDia è possibile misurare e registrare le fluttuazioni del vuoto di lavoro in diversi punti della guaina durante l'intera mungitura (anche sulla testa)
- Fornisce valide indicazioni per una corretta scelta delle guaine
- Consente di valutare il funzionamento, l'efficienza dell'impianto di mungitura e le tempistiche
- Teats Score (classificazione capezzoli)